


MR380 カンタン操作ガイド

操作パネル



1 本体後側の下部にある電源スイッチを「ON」にします。

2 枕を後に回して、座ります。



3 操作パネルの を押して、電源を入れます。

- 自動で背もたれ部が倒れ、脚部が上がります。
- が点灯し、 が点滅します。

4 を押し、お好みの自動コースを選択します。

- 押すたびに以下の順番でコースが切り替わります。

自動コースの種類

コース名	ランプ	コース内容
全身疲労回復	青	全身をじっくりくまなくほぐす疲労回復コース
首肩中心	緑	肩周りのこりや疲れをやわらげるコース
腰中心	ピンク	腰周りのこりや疲れをやわらげるコース
骨盤中心	オレンジ	骨盤周りのこりや疲れをやわらげるコース
全身ストレッチ	水色	全身の筋肉を伸ばすようにほぐすストレッチコース

5 コースを選択すると、もみ玉が肩位置を自動的に検知します。検知が完了すると、マッサージが開始します。

- 検知された肩位置を調節したいときは、ランプが点滅している間にダイヤル を操作しお好みの位置に調節してください。

ダイヤルの操作について

ダイヤルの操作	リクライニング角度調節	自動コースの肩位置調節/ 手動もみ技の範囲調節
上側(奥)に回す	背もたれ部が起き上がり、脚部が下がる。	もみ玉が下へ移動する。
下側(手前)に回す	背もたれ部が倒れ、脚部が上がる。	もみ玉が上へ移動する。

カンタン操作ガイド

手動もみ技マッサージの使い方

もみ技 で 8 種類のもみ技から選択。

- ボタンを押すたびにもみ技が切り替わります。もみ技についての詳細は取扱説明書をご参照ください。

速さを調節したいとき


速さ で速さを4段階から選択。

- 手動もみ技マッサージ中、ボタンを押すたびにマッサージ速度が切り替わります。

マッサージ範囲を調節したいとき

範囲 でマッサージ範囲を選択。

- 手動もみ技マッサージ中、ボタンを押すたびにマッサージ範囲が切り替わります。(ポイント → 部分 → 全体)
- 範囲設定「ポイント」「部分」のときに **範囲** を長押し (約 3 秒) するとランプが点滅し、ダイヤルでもみ玉の位置を調節できます。



マッサージは約15分で終了します。

ただちにマッサージを停止する場合、

急停止 を押してください。

- 全ての動作が停止します。

マッサージを途中で終了する場合、

電源 を押してください。

- リクライニングが起き上がり、もみ玉が収納位置まで移動し、終了します。

エアーマッサージを調節したいとき

エア で動作を選択。

- ボタンを押すたびに「強さ 1」→「強さ 2」→「強さ 3」→「強さ 4」→「切」と切り替わります。
- 単独での使用はできません。

ヒーターを「入/切」したいとき

ヒーター で動作を選択。

- ボタンを押すたびに「入」→「切」と切り替わります。
- 単独での使用はできません。

ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

安全上のご注意



警告

- (1) 使用前には、必ずマッサージ部のカバーやその他の部分が破れていないか確認する。破れがあった場合は、小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼する。また、カバーを外した状態で使用しない。
- (2) 絶対に改造しない。また、ご自分で分解、修理しない。
- (3) アースを確実に取り付ける。アースなしでは使用しない。
- (4) 使い始めは、弱い刺激でマッサージする。
- (5) マッサージをするときは、ピアス・イヤリング・ネックレス・襟巻きなどの装飾品をつけたまま使用しない。
- (6) 頭部に髪飾りなどの硬いものをつけて使用しない。
- (7) 腰・尻・ももをマッサージするときは、衣服 (ズボンなど) のポケットに硬いものを入れたまま使用しない。
- (8) 次の人は使用しない。
医師からマッサージを禁じられている人
(例：血栓 [そく (塞) 栓] 症、重度の動脈りゅう (瘤)、急性静脈りゅう (瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症 (皮下組織の炎症を含む) など)
- (9) 医師の治療を受けている人や心臓などに障害のある人、または身体に異常を感じているときは、必ず医師と相談のうえ、使用する。(詳しくは取扱説明書を参照)
- (10) お子様やご自分で意思表示できない人には使用させない。また、幼児を近づけない。
- (11) お子様を椅子の上で遊ばせたり、上に乗らせない。
- (12) リクライニングするときは、必ず周囲 (本体の後部、前部、側部、下部など) に人やペット、物がいないことを確認する。
- (13) ヒーターは長時間使用しない。また、同一箇所長時間触れるような使い方をしない。
- (14) 使用にあたっては、取扱説明書をお読みください。