

#### 株式会社フジ医療器

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階 000,0120-027-612

www.synca-wellness.jp





<sup>●</sup>写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2023年10月現在のものです。

23.10.4S.JHC.A 注文No.1715

# FOOT MASSAGER NEST

フットマッサージャー | ネスト

SYNCA

# 強めの「痛い!」が、気持ちいい。

#### 3Dマッサージ

様々なマッサージ技法 を研究し開発された3D マッサージで家にいな がら本格マッサージ。

#### 選べるもみ玉の高さ

使う人のふくらはぎに 合わせ、もみ玉のあた る高さを4段階で調節 できます。

#### 選べる強さ

ふくらはぎと足裏にあたるもみ玉の強さをお好みにあわせ4段階で調節できます。

#### ヒーター機能付き

ふくらはぎや足裏を温 めるヒーター機能でより 効果的なマッサージを サポートします。

## 足裏

#### 足裏マッサージで全身健康

足裏は「反射区」と呼ばれる

全身の臓器や器官と繋がった末梢神経が集中する場所。


足裏をマッサージすることで

繋がりのある臓器や器官に働きかける作用があると言われています。

# 足裏もみメカによる 力強いマッサージ

足用マッサージ機器の多くはエアーバッグに よるやさしいマッサージですが、本製品は エアーバッグに加え、当社独自開発の「足裏 もみメカ」による、つま先、土ふまず、かかとの 3点を刺激する力強いマッサージ。

ゴリゴリともみほぐす強めのマッサージが疲れた足に効きます。



#### ふくらはぎまで、しっかりもみほぐし

こだわったのはふくらはぎまでのもみほぐし。 エアーバッグだけの従来品では満足出来ない お客様の声に応えて

当社独自開発した「ふくらはぎもみメカ」は

しっかりとした搾り上げ。

血行を促進して たまった足の疲れを癒します。

まるでエステサロンでの施術のような

↓ふくらはぎ全体のマッサージポイントをなぞるように力強く刺激します





#### 選べる多彩な5つのコース

もみほぐし、ローリングなどを含む多彩な5つのマッサージコース。 その日の気分や疲れにあわせたマッサージを楽しむことができます。

#### あしうら 集中コース



あしうらを 集中マッサージ

#### ふくらはぎ 集中コース

ふくらはぎを 集中マッサージ

#### くつろぎ コース

マッサージ強度

癒しの優しい マッサージ

#### いきいき コース

マッサージ強度

ほどよい マッサージ

#### ひきしめ コース

マッサージ強度 (強)

強くもみほぐし 刺激します

#### マッサージの速さと強さ、お好みのまま

本体の操作パネルでマッサージの速さと強さを調節できます。 しっかりマッサージも優しいマッサージも思いのまま。

### ヒーター機能で、ホットマッサージ

ふくらはぎや足裏をじんわり温めるヒーター機能で、より効果的な マッサージをサポートします。

ヒーターのON/OFFはボタン操作で簡単に切り替えできます。

#### 使う人にあわせて、ふくらはぎの高さ調整

使う人のふくらはぎにあわせて、もみ玉がふくらはぎにあたる最高 到達位置を調節できます。



操作パネル



シンカフットマッサージャーは、全世界の工業製品等 を対象に優れたデザインを選定する、ドイツの最高峰 デザイン賞「iFデザイン賞」を受賞しました。





#### SYNCA

# FOOT MASSAGER **nest**



#### 製品仕様

販売名	フットマッサージャー FM210	寸法
カラー	■ベージュ、■レッド	
医療機器認証番号	228AGBZX00088000	
医療機器分類	管理医療機器	
使用目的又は効果	あんま、マッサージの代用	
	一般家庭で使用すること	
電源	AC100V 50/60Hz	•
定格消費電力	最大80W (ヒーター消費電力25W)	〈マ
定格時間	約15分	●電 〈ヒ·
哲量	約15kg	※雷

約W490 x D590 x H488 mm

- 電気代の目安:約26円/月 マッサージを1日約30分、毎日使用した場合〉
- 電気代の目安:約37円/月
- ニーターとマッサージを1日約30分、毎日使用した場合〉
- ※電力料金目安単価 31円/kWh(税込)で算出。(当社調べ)









■ベージュ ※付属の防塵カバー装着時

※付属の防塵カバー装着時